

# Leukoplast®



Hitta rätt plåster  
och förband!

Framsida

Skrubbsår



Skärsår



Brännskada



Köp Online

## Skrubbsår

Ett skrubbsår brukar sällan vara allvarligt, men kan vara nog så irriterande och smärtsamt. Inte minst om du har fått ett sår på till exempel ett knä eller något annat ställe där kläder kan orsaka ytterligare skav.

### Rengör

Ljummet vatten och mild tvål. Var nog med att få bort smuts och grus

### Täck såret

Sårkontaktlager med silikon och sedan kompress över

### Fixering

Självhäftande fixeringsförband

### Omlägningsfrekvens

Sårkontaktlager: upp till 14 dagar  
Kompress och fixering: 1-3 dagar



### Kontakta sjukvården

Kontakta sjukvården vid tvivel eller omfattande skada, om såret inte slutar blöda, om såret ej går att göra rent, om rodnaden blir kraftigare och sprider sig eller vid feber.

Vid osäkerhet och för mer information kontakta Vårdguiden 1177.





## Skärsår

Det finns många vassa föremål i vår omgivning. Om olyckan är framme kan du lyckligtvis behandla de flesta skärsår själv. Tänk på att om såret behöver sys måste detta göras inom 8 timmar.



### Rengör

Ljummet vatten och mild tvål

### Sårförslutning

Sårförslutningstejp

### Skydda såret

Duschbart, bakterietätt snabbförband

### Omlägningsfrekvens

Sårkontaktlager: upp till 10 dagar  
Sterilt snabbförband: 1-3 dagar



### TIPS!

För en smärtfri borttagning av snabbförbandet som inte drar med sårförslutningstejpen, stretcha den genomskinliga fixeringsfilmen i omgångar.



### Kontakta sjukvården

Kontakta sjukvården vid skada på bröst eller buk, vid misstanke om sen- eller nervrelaterad skada, om såret är djupt, om såret glipar mycket eller om såret ej slutar blöda efter 30 min.

Vid osäkerhet och för mer information kontakta Vårdguiden 1177.



## Brännskada

Brännskador kan vara smärtsamma och behöver tas på allvar. Gör det bästa av situationen med ett sårkontaktlager som skyddar sårbädden och möjliggör smärtfria förbandsbyten.



### Kyl ner

Efter brännskada (orsakad av värme), kyl omedelbart av huden försiktigt med rinnande ljummet vatten i 15 min

### Rengör

Ljummet vatten och mild tvål

### Täck såret

Sårkontaktlager och sedan kompress över om brännskadan vätskar

### Fixering

Gasbinda som fästes med medicinsk tejp

### Omlägningsfrekvens

Sårkontaktlager: upp till 14 dagar  
Kompress och fixering: dagligen tills såret slutar vätska sig, därefter 1-3 dagar



### Kontakta sjukvården

Ta dig direkt till akutmottagning om brännskadan sitter på ett känsligt område och kontakta sjukvården om skadan är större än den egna handen, om den skadade huden är vit eller brunsvart, vid känsebortfall i hudområdet eller om det förekommer tecken på infektion.

Vid osäkerhet och för mer information kontakta Vårdguiden 1177.

Leukoplast sortiment finner du  
online på följande kedjor:

